

# Injecteren met Tresiba® FlexTouch®

**1** ..... Controleer, voordat u begint, de naam en sterkte op het etiket om er zeker van te zijn dat deze de juiste insulinesoort en sterkte bevat. Controleer of de insuline in de pen helder en kleurloos is. Neem voor iedere injectie altijd een nieuwe naald. Verwijder het papieren afdekklaaitje en druk de naald recht op de pen. Draai deze vast.

**4** ..... Draai de instelknop om de dosis die u nodig heeft in te stellen, zoals voorgeschreven door uw arts of verpleegkundige. Als u een verkeerde dosis instelt, kunt u de instelknop naar voren of achteren draaien om alsnog de juiste dosis in te stellen. De instelknop maakt een ander klikgeluid wanneer deze naar voren of naar achteren wordt gedraaid. Gebruik voordat u de insuline injecteert altijd het dosisafleesvenster en de instelknop om te zien hoeveel eenheden u heeft ingesteld. Tel niet het aantal klikken van de pen om de dosis in te stellen. Gebruik de insulineschaal niet; deze geeft alleen aan hoeveel insuline er nog ongeveer in de pen zit.

**2** ..... Controleer altijd de insulinetoevoer voordat u begint. Draai de instelknop om 2 eenheden in te stellen. Controleer of het dosisafleesvenster 2 aangeeft.

**5** ..... Steek de naald in de huid en zorg dat u het dosisafleesvenster kunt zien. Houd de toedieningsknop ingedrukt totdat het dosisafleesvenster weer op 0 staat. U hoort of voelt nu mogelijk een klik. Laat de naald minstens 6 seconden onder de huid zitten. Trek de naald en pen recht omhoog uit uw huid.

**3** ..... Houd FlexTouch® met de naald omhoog gericht en tik een paar maal zacht tegen de bovenkant van de pen om zo eventuele luchtbelletjes naar boven te laten gaan. Druk de toedieningsknop in en houd deze ingedrukt totdat het dosisafleesvenster weer op 0 staat. Het cijfer 0 moet nu op één lijn staan met de aanwijspijl. Er moet een druppel insuline aan de naaldpunt verschijnen.

**6** ..... Verwijder na iedere injectie altijd de naald en gooi deze op zorgvuldige wijze weg. Plaats de pendop terug op uw pen.

*Dit is een samenvatting van de belangrijkste stappen voor het injecteren. Voor de volledige informatie raden wij u aan de betreffende bijsluiter te lezen voor gebruik.*

▼ *Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. In de rubriek 'Het melden van bijwerkingen' in uw bijsluiter leest u hoe u dat kunt doen.*

